

BRONCHIALZYTOLOGIE

Bürstung

- **Kaliber 16C** oder **15C** verwenden, 14 C ist bei Erwachsenen in der Regel zu klein.
- Bürstchen über dem suspekten Schleimhautareal **mehrfach drehen** (am Drahtende), um möglichst viele Zellen aufzunehmen.
- Bei größeren suspekten Arealen oder unbekannter Tumorlokalisation (okkultes Karzinom) ggf. **mehrere Bürstchen** verwenden (mit unterschiedlichen Lokalisationen kennzeichnen).

Ausstriche

- Sofern Bürstchen Blut enthält, Ausstriche **sofort** anfertigen (bevor das Blut koaguliert).
- Unter leichtem **Druck** auf Objektträger abrollen, bis kein Material mehr abgeht.
- **Zweiten Objektträger** auflegen und unter leichtem Druck abziehen (Sandwichtechnik).
- Objektträger **sofort**, d. h. solange die Ausstriche noch feucht sind, mit alkoholischem Fixationspray einsprühen.
- Objektträger **satt** einsprühen, d. h. bis er vollständig von einem Flüssigkeitsfilm bedeckt ist.

Lavage

- Physiologische Kochsalzlösung verwenden.
- Die gesamte zurückgewonnene Spülflüssigkeit verwenden.
- Zu ca. 30 ml Saccomanno's Fixativ ca. 10 ml Spülflüssigkeit geben.

Wenn Sie Fragen haben, Versand- und Verpackungsmaterial oder Zytologie-Einsendungsformulare benötigen, so wenden Sie sich bitte an uns:

Zentrum für Pathologie
Funktionsbereich Cytopathologie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Leitung: Dr. M. Schramm/ Dr. (UA) N. Pomjanski
Postfach 10 10 07
40001 Düsseldorf
Homepage: <http://www.med.uni-duesseldorf.de/CytoPathologie/index.html/>

Telefon: (0211) 81-18346
Befundauskunft:(0211) 81-19524
Telefax: (0211) 81-18402

Gebäudenummer: 14.81